

Angaben lt. Medizinprodukterecht	
<i>Pflichtangaben nach Medizinprodukterecht und §§ 5a, 5b UWG</i>	
ThermoTENS Quattro	
Bezeichnung des Medizinproduktes	Medizinprodukt Klasse 2a
Hersteller mit Adresse	Korona electric GmbH Korona electric GmbH, Willi-Bleicher-Straße 9. 52353 Düren
Anwendungsbereich/ Wirkung	Variables Elektrostimulationsgerät mit Wärmeoption zur Linderung von Muskelschmerzen, zur Muskelstärkung und für entspannende Massageanwendungen (TENS, EMS, Massage + Tiefenwärme)
Anwendungshinweise	Gel-Pads auf die Elektroden aufbringen, die Elektroden dann auf gewünschte Hautpartien plazieren. Therapieprogramm nach Empfehlung wählen. Die Intensität der Elektrostimulation stets nur langsam steigern.
Hinweis zur Aufbewahrung	Steuergerät und Gel-Pads stets verschlossen aufbewahren, Gel-Pads mit Schutzfolie gegen Austrocknung abdecken.
etwaige Warnhinweise	Nicht anwenden: U.a. auf erkrankter oder verletzter Haut; in Herz- oder Halsnähe; bei Schwangerschaft; bei Anfallsleiden

Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.