



x16

# Fingerpflaster Sensitiv

besonders hautfreundlich

atmungsaktiv  
spezielle Pass-  
formen für  
optimale  
Bewegungs-  
anpassung

Medizinprodukt



Fingerpflaster Sensitiv



## Fingerpflaster Sensitiv

Zur Versorgung und hygienischen Abdeckung alltäglicher kleiner Verletzungen an Fingern, Fingerkuppen und -gelenken.

Die Pflaster aus weichem, arschmiegsamem Vlies sind hautfreundlich, luftdurchlässig und verkleben nicht mit der Wunde.

Anwendungshinweis: Pflaster aus der Papierhülle nehmen und Schutzfolie ablösen. Pflaster auf die Wunde legen und vorsichtig andrücken.

Die Hautstelle sollte fettfrei und sauber sein. Es wird empfohlen, das Pflaster einmal täglich zu wechseln.

Bei beschädigter Packung nicht verwenden.

Inhalt:

- 4 Fingerkuppenpflaster Sensitiv groß, 45 x 63 mm
- 4 Fingerkuppenpflaster Sensitiv klein, 29 x 56 mm
- 4 Fingerpflaster Sensitiv, 20 x 120 mm
- 4 Gelenkpflaster Sensitiv, 38 x 72 mm

Bellanda Medical GmbH  
Maukuppenstr. 16  
D-36160 Dippert  
www.bellanda.net



4 x 20 x 120 mm

4 x  
45 x 63 mm

4 x  
29 x 56 mm

4 x  
38 x 72 mm



REF 1207

AS: 4042441014662  
AN: 29030958

